

Neal Cast Cast soft glasfiber kunststof gips

Productinformatie

Soft-glasfiber is steviger dan de soft-polyester. Het wordt gebruikt voor onder andere afneembare spalken en braces, bij kinderen en korsetten. Het materiaal is en blijft enigszins flexibel, maar behoudt zijn vorm. Spieren en pezen blijven enigszins functioneel waardoor de kans op atrofie afneemt. Een brace van dit materiaal kan, makkelijk worden opengebogen. Het gips is eenvoudig aan te leggen en te verwijderen.

Zoals bij glasfiber hoort, laat het zich goed afrollen. Het kan eenvoudig met eengipsschaar worden open- of afgeknipt wanneer het gips (gedeeltelijk) is uitgehard.

Ruime rol: 4 meter plaats van de standaard 3,6 m. Verkrijgbaar in: zwart, roze, blauw, wit, paars, grijs en optioneel oranje.

- Stevig
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk te verwijderen
- Behoud van beweeglijkheid
- Verschillende functies
- Comfortabel
- Flexibel
- Zacht



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------