

UROMED 2-weg verblijfskatheter couvelair tip 43cm

Productinformatie

UROMED, 2-weg verblijfskatheter van siliconen, met couvelair tip; voor langdurig transurethraal katheteriseren.

De steriele 2-weg urineweg verblijfskatheter is van 100% zachte siliconen gemaakt en is ongecoat. De katheter heeft 2 kanalen; één kanaal voor het vullen van de ballon en één groot kanaal voor het afvoeren van de urine. De katheter heeft een open couvelaire (fluit)tip. Verder is de katheter voorzien van 1 zijdelings geplaatst katheteroog. De ballon is gemaakt van siliconen en is bedoeld voor de fixatie van de katheter in de blaas. Verder kan de ballon steriel water gevuld worden. Aanbevolen wordt om de ballon niet volledig te vullen, zodat de tip van de katheter niet te hoog in de blaas komt te liggen. De katheter is bedoeld voor eenmalig, langdurig gebruik.

Specificaties:

- 2-weg verblijfskatheter
- couvelair tip
- ballon
- 1 drainage-oog
- siliconen
- lengte 43 cm
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3051934	Uromed 2-weg Verblijfskatheter Whistle Siliconen Ch14 3-8ml 43cm1091-14 Steriel	1 st.	10 st.	15185273
	3030942	Uromed 2-weg Verblijfskatheter Whistle Siliconen Ch16 5-10ml 43cm 1091-16 Steriel	1 st.	10 st.	15185281

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3036522	Uromed 2-weg Verblifskatheter Whistle Siliconen Ch18 5-10ml 43cm1091-18 Steriel	1 st.	10 st.	15185303
	3000267	Uromed 2-weg Verblifskatheter Whistle Siliconen Ch20 43cm 5-10ml1091-20 Steriel	1 st.	10 st.	15185311
	3000266	Uromed 2-weg Verblifskatheter Whistle Siliconen Ch16 43cm 30ml1090-16steriel	1 st.	10 st.	15185230
	3051123	Uromed 2-weg Verblifscouvelaire Siliconen Ch18 43cm 30ml 1090-18steriel	1 st.	10 st.	15173372