

HandyVac laag-vacuüm wonddrainagesystemen

Productinformatie

De HandyVac wordt gebruikt voor het post-operatief afvoeren van wondvocht om infecties te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen. Wonddrainage vindt plaats door laag-vacuüm waardoor minder kans bestaat op weefselbeschadiging.

- 100% gesloten systeem
- Vacuüm is duidelijk zichtbaar
- Makkelijk in te stellen vacuüm en eenvoudig te legen systeem
- HandyVac heeft een capaciteit van 825 ml, 125 ml in de balg en 700 ml in de opvangzak
- HandyVac initieert een vacuüm van 65 mmHg, wanneer de balg compleet ingedrukt is. Naarmate de capaciteit verhoogt, neemt het vacuüm af en gaat automatisch over in passieve drainage

De balg zorgt voor een optimale drainage zonder weefsel in de drain te zuigen. Hierdoor ontstaat minder trauma aan het weefsel tijdens de drainage en verwijderen van de drain.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3026874	Unomedical Handy-vac Met Drain En Opvangzak Ch14 Ref Nc40105182 *s*	20 st.		