

# Flexicare Magill tang

## Productinformatie

Een Magill tang wordt gebruikt bij het geleiden van een endotracheale tube in de larynx of neussondes naar de slokdarm, zonder dat het zicht belemmerd wordt.

- Roestvrij staal
- Ideaal voor gecompliceerde procedures
- Geen risico op kruisbesmetting

## Artikeloverzicht

|  | Artikelnr. | Omschrijving | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|--|------------|--------------|------------|------------|-----------|
|--|------------|--------------|------------|------------|-----------|