

Histofreezer aerosol cryotherapie

Productinformatie

Histofreezer, cryotherapie aerosol voor professioneel gebruik; voor cryobehandeling van wratten en andere goedaardige huidlaesies (beschadigingen aan de huid).

Aerosol in de vorm van een spuitbus met applicator. De tip van de applicator komt in aanraking met de huid en mag daarom maar eenmalig gebruikt worden. De aerosol is gevuld met vloeibaar gas (stikstofoxide), dat door middel van extreme koude ongewenst weefsel op de huid gecontroleerd vernietigt. De lage temperatuur van -55°C draagt bij aan het minimaliseren van het risico op littekens of blaren na de behandeling.

Specificatie:

- cryotherapie aerosol
- vloeibaar gas (stikstofoxide)
- vorm: spuitbus met applicator
- bijbehorende applicator voor eenmalig gebruik

Inhoud verpakking:

- spuitbus
- applicatoren
- gebruiksaanwijzing



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3006040	Histofreezer Cryochirurgie 52 Applicators M 1001-0410	1 st.	6 st.	

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3013954	Histofreezer 2x80ml Met 60 Applicators Small 1001-0411	1 st.	6 st.	