

Dale Hold-n-Place fixatiepleister urinekatheter

Productinformatie

Dale Hold-n-Place, fixatiepleister urinekatheter met hersluitbare klittenbandsluiting; voor het fixeren en stabiliseren van een verblijfskatheter op het bovenbeen.


De steriele fixatiepleister biedt optimale fixatie zonder kans op huidirritatie of inperking van de bewegingsvrijheid. De kleeflaag is waterbestendig, huidvriendelijk en laat geen resten achter bij verwijdering. De pleister dient na drie dagen verwijderd te worden. De klittenbandsluiting houdt de katheter veilig gefixeerd, waardoor het risico op urethrale aandoeningen, blaasproblemen en trauma's geminimaliseerd wordt. De hersluitbare klittenbandsluiting versnelt het aanbrengen van de katheterhouder en vereenvoudigt aanpassingen. De pleister is per stuk steriel verpakt en latexvrij.

Specificaties:

- fixatiepleister urinekatheter
- hersluitbare klittenbandsluiting
- voor verblijfskatheter
- huidvriendelijk
- waterbestendig
- latexvrij
- steriel

Toepassen:

- voor het fixeren van alle soorten (verblijfs)katheters



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3000448	Dale Katheter Fixatiepleister Transparant 150	1 st.	50 st.	15857247