

Comprinet S compressiekous been AD CCL A-1

Productinformatie

Comprinet S, compressiekous voor het onderbeen; ter voorkoming van trombo-embolie bij immobiele patiënten.

Naadloze compressiekous van 85% polyamide en 15% polyurethaan. De kous is huidvriendelijk en goed ventilerend. Druk op de enkel ligt tussen 10 en 20 mmHg. In ruststand zal het bloed hierdoor met verhoogde snelheid door de vernauwd venen naar het hart terugstromen. De kousen bieden ook compressie bij zeer gewelfde benen. Met huidvriendelijke boorden om de kousen op hun plaats te houden, zonder te vouwen, om te krullen of de huid in te snoeren. De kousen kunnen dag en nacht gedragen worden. De kousen zijn meerder malen (ca. 10x) te wassen op maximaal 90°C, zonder dat de elasticiteit en compressie verloren gaan. Specificatie:

- compressiekous
- AD (reikt tot aan de knie)
- CCL A-1
- 85% polyamide en 15% polyurethaan
- wasbaar op 90°C

Toepassen bij:

- tromboseprofylaxe bij post-operatieve en langdurig geïmmobiliseerde patiënten

Niet toepassen bij:

- gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte
- hartinsufficiëntie
- bacteriële veneuze ontsteking
- ernstige vorm van trombose



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3033956	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Xtr Groot Lang Huidskleur 46637-00	10 st.	40 st.	13516183
	3033958	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Xtr Groot Normaal 46636-00 Beige	10 st.	40 st.	13516191
	3033959	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Groot Lang 46635-00 Beige	10 st.	40 st.	13490834
	3034148	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Groot Normaal 46634-00 Beige	10 st.	40 st.	13301985
	3034683	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Klein Lang 46631-00 Beige	10 st.	40 st.	13516213
	3034684	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Middel Normaal 46632-00 Beige	10 st.	40 st.	13301160
	3034685	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Middel Lang 46633-00 Beige	1 st.	40 st.	13301977
	3059822	Comprinet S Anti-emboliekous A-d Onderbeen Klein Normaal Beige 46630-00	1 st.	10 st.	13516221