

# UrgoK2 Lite compressie zwachtelsysteem

## Productinformatie

UrgoK2 Lite, compressie zwachtelsysteem; voor de behandeling van veneuze beenulcera en oedeem die een verlaagd niveau van compressie vereisen.

Het zwachtelsysteem bestaat uit 2 afzonderlijke zwachtels die samen een druk leveren van 20mmHg bij de enkel. De druk neemt van de enkel naar de knie geleidelijk af. De zwachtels zijn voorzien van compressie indicatoren die het aanleggen vergemakkelijken. Het systeem geeft aanhoudende therapeutische compressie gedurende 7 dagen. De zwachtels hebben een masserend effect tijdens het lopen met een lage rustdruk en een hoge werkdruk. De lage rustdruk en de hoge werkdruk verbetert de veneuze terugvoer en vermindert het oedeem.

Bevat latex.

Inhoud:

- Ktech Lite (laag 1); polsterlaag van viscose en polyester, de compressielaag van polyamide en elasthaan, korte rek, wit
- Kpress (laag 2); cohesieve zwachtel van acryl, polyamide, elasthaan en natuurlijk latex, lange rek, beige

Specificatie:

- compressie zwachtelsysteem
- 2 afzonderlijke zwachtels
- druk 20mmHg
- compressie indicatoren
- bevat latex

Toepassen bij:

- veneuze beenulcera
- gemengde beenulcera
- veneus oedeem
- lymfoedeem

Niet toepassen bij

- arteriële aandoeningen
- enkel-armindex (EAI) lager dan 0.6
- diabetische microangiopathie
- ischemische flebitis

- septische trombose
- ulceratie als gevolg van infectie
- allergie voor een van de bestanddelen



## Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3060923	Urgo K2 Lite Korte Rekwachtel Size 2 2-laags 552939 Steriel	1 st.	27 st.	16233727
	3060915	Urgo K2 Lite Korte Rekwachtel Size 1 2-laags 552938	1 st.	21 st.	16233719
	3069232	Urgo K2 Lite Korte Rekwachtel Size 2 2-laags Latexvrij 552912	1 st.	27 st.	16635779
	3069231	Urgo K2 Lite Korte Rekwachtel Size 1 2-laags Latexvrij 552911	1 st.	21 st.	16635760