

Fecesvanger fecesopvangpapier

Productinformatie

Fecesvanger, fecesopvangpapier; voor het opvangen van ontlasting voor monsterafname. Het fecesopvangpapier is een opgevouwen langwerpig papier en is aan de uiteinden voorzien van een kleeftand. Na het uitvouwen van het papier dienen de kleeftanden op de rand van het toilet geplakt te worden. Het papier is na het uitvouwen in het midden komvormig, waardoor ook dunne ontlasting opgevangen kan worden. Na gebruik kan het opvangpapier doorgespoeld worden aangezien het papier oplost in water. Het bindmiddel van het papier is op basis van mais- en aardappelzetmeel. Verder is het papier biologisch afbreekbaar. Specificatie:

- fecesopvangpapier
- komvorm
- toilet doorspoelbaar



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3014071	Fecesvanger Set Van 5 Stuks 1001		500 st.	15936880
	3014072	Fecesvanger 1000 Stuks Ref 1002	1000 st.		