

SPONGOSTAN gelatinespons

Productinformatie

Spongostan, resorbeerbare steriele gelatinespons met haemostatische werking. De dikke (1cm), resorbeerbare steriele gelatinespons heeft een bloedstelpend effect. In contact met bloed veroorzaakt het grote oppervlak van spons een snelle afbraak van bloedplaatjes. Daardoor komt thromboplastine vrij, zodat er een normale coagulatie (bloedstolling) optreedt. De spons is a-toxisch en geeft geen kans op allergische reacties. Het kleeft aan het wondoppervlak en absorbeert ongeveer 40 maal het eigen gewicht aan bloed. Het kan droog gebruikt worden of gedrenkt in een fysiologische zoutoplossing of antibiotica. Het bezit een neutrale pH en kan gemakkelijk in elke gewenste vorm worden gesneden. Wanneer Spongostan in het lichaam wordt aangebracht, wordt het volkomen geabsorbeerd in de loop van ongeveer 4 weken, zonder vorming van enig littekenweefsel.

Specificatie:

- gelatinespons
- bloedstelpend
- geen allergische reacties
- absorbeert 40 maal eigen gewicht aan bloed
- kan droog en gedrenkt in fysiologische zoutoplossing gebruikt worden
- neutrale pH-waarde
- kan gesneden worden in gewenste vorm
- wordt na ongeveer 4 weken door lichaam opgenomen
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3005027	Ethicon Spongostan Gelatinespons Standaard 70x50x10mm Ms0002 Steriel	20 st.		14176599

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3005824	Ethicon Spongostan Gelatine Spons 1x1x1cm Ms0005 Steriel		24 st.	13815024
	3027471	Spongostan Haemostatische Gelatine Spons 70x50x10mm Ms0006	2 st.		15250830
	3073345	Spongostan Anaaltampon 8cmxdiam3cm Ms0007 Steriel	5 st.		