

Neal Cast Cast polyester kunststof gips

Productinformatie

Soft-glasfiber is steviger dan de soft-polyester. Het wordt gebruikt voor onder andere afneembare spalken en braces, bij kinderen en korsetten. Het materiaal is en blijft enigszins flexibel, maar behoudt zijn vorm. Spieren en pezen blijven enigszins functioneel waardoor de kans op atrofie afneemt. Een brace van dit materiaal kan, makkelijk worden opengebogen. Het gips is eenvoudig aan te leggen en te verwijderen.

Zoals bij glasfiber hoort, laat het zich goed afrollen. Het kan eenvoudig met een gipsschaar worden open- of afgeknipt wanneer het gips (gedeeltelijk) is uitgehard.

Ruime rol: 4 meter plaats van de standaard 3,6 m. Verkrijgbaar in: zwart, roze, blauw, wit, paars, grijs en optioneel oranje.

- Hoge röntgendoorlaatbaarheid
- 3-5 minuten eerste harding, 20 minuten volledig hard
- Optimale laminatie door de geperforeerde binnenrol
- Door microgaatjes in het polyester ontstaat er geen jeuk of allergie
- Gemakkelijk te verwijderen
- Minimale afgifte van resten en kleur op werkkleding en instrumenten
- Comfortabel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------