

zuurstofkatheter

Productinformatie

Steriele licht groene zuurstofkatheter van PVC; voor het toedienen van zuurstof bij spontaan ademende patiënten met een ademtekort.

De steriele zuurstofkatheter bestaat uit een witte connector en een transparante canule. De witte connector dient ervoor de katheter aan te sluiten aan een zuurstofverbindingsslang. De connector is gemaakt van PVC (polyvinylchloride). De katheter zelf is ook gemaakt van PVC. Verder heeft de canule 8 laterale ogen en een open tip. Voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

- zuurstofkatheter
- PVC (polyvinylchloride)
- witte connector
- 8 laterale ogen
- open tip
- DEHP-vrij
- latexvrij
- steriel
- wegwerp



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	2000442	Medicoplast Zuurstofkatheter Zonder Kompres, Ch10 40 Cm 302010 Steriel	10 st.	100 st.	
	3025801	Medicoplast Zuurstofkatheter Zonder Kompres Ch10 40 Cm Witte Connector 302010 Steriel	100 st.	500 st.	16134672
	3025803	Medicoplast Zuurstofkatheter Zonder Kompres Ch14 40 Cm Witte Connector 302014 Steriel	100 st.	100 st.	16134680