

Aquasonic CLEAR echogel

Productinformatie

Aquasonic CLEAR, echogel; voor gebruik met doppler en echo-apparatuur.

Geleidende gel voor gebruik met doppler en echo-apparatuur. De gel is in water oplosbaar, niet-vlekkend en bevat geen geur- en kleurstoffen. Enkel bedoeld voor uitwendig gebruik.

Verder is de gel bacteriostatisch (het houdt de ontwikkeling van bacteriën tegen), niet irriterend en vrij van formaldehyde. Gebaseerd op de Aquasonic 100 echogel. Wordt geleverd met een lege flacon van 250ml voor eenvoudige dosering.

Specificatie:

- echogel
- in water oplosbaar
- vrij van formaldehyde
- met 250ml doseerflacon



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3005922	Parker Ultrasoundgel Container Transparant 18323	1 st.	4 st.	