

Diatesse XPER bloedglucose- en ketonenmeter startpakket met teststrips

Productinformatie

Diatesse XPER, startpakket met bloedglucose- ketonenmeter; set om het bloedglucose- en bloedketonengehalte te meten.

Inhoud startpakket:

- Diatesse XPER bloedglucose- ketonenmeter
- 10 Diatesse XPER glucoseteststrips
- prikpen
- 10 lancetten 30G
- batterijen
- gebruiksaanwijzingen
- bewaartasje

Specificatie bloedglucose- ketonenmeter:

- testduur glucose 5 seconden
- testduur ketonen 5 seconden
- monstervolume glucose minimaal 0.5µl
- monstervolume ketonen minimaal 0.8µl
- plasma gekalibreerd
- automatische codering
- weergave gemiddelde waarden
- maaltijdmarkering
- meetmethode elektrochemische biosensor
- meetbereik glucose tussen 0.6-44.4mmol/L
- meetbereik ketonen tussen 0.1-8.0mmol/L
- omgevingstemperatuur tussen de 8°C en 45°C
- geheugencapaciteit 1000 testresultaten met datum en tijd
- TUV Rheinland
- ISO 15197:2015



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3054267	Startset Diatesse Xper Glucose/ketonen Gd101422	1 st.	30 st.	16743555