

CoFlex TLC ZINC compressie zwachtelsysteem

Productinformatie

CoFlex TLC ZINC, compressie zwachtelsysteem geïmpregneerd met zink; voor de behandeling van ulcus cruris, lymf- en lipoedeem bij een beschadigde huid.

Zwachtelsysteem bestaande uit 2 afzonderlijke zwachtels die samen een druk leveren van 25-30 mmHg bij de enkel. Het schuimverband (laag 1) is geïmpregneerd met zink, zink beschermt de huid en werkt lichtdrogend. De lage rustdruk en de hoge werkdruk verbetert de veneuze terugvoer en vermindert het oedeem. De 2e laag bestaat uit een cohesieve compressie bandage met korte rek. Het zwachtelsysteem mag gedurende 3 tot 7 dagen blijven zitten. In de verpakking zit een kousje dat over het zwachtelsysteem gedragen moet worden, dit geeft bewegingsvrijheid en comfort voor de patiënt in schoeisel, onder kleding en op lakens.

Specificatie:

- compressie zwachtelsysteem
- 25-30 mmHg
- geïmpregneerd met zink
- lage rustdruk, hoge werkdruk
- mag 3-7 dagen blijven zitten



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3049428	Coflex Tlc Lite Zinc Zelfklevende Cohesieve Bandage 2laags 10cmx4.6m 8840ubz-sc	1 st.	8 st.	16552490

