

Microlance 3 injectienaald

Productinformatie

Microlance 3, injectienaald; voor injectie van vloeistoffen.

De steriele naald heeft een siliconenlaag waardoor de naald soepel wordt ingebracht.

Voorzien van een schuine punt waardoor minder kracht nodig is om de naald in te brengen. De aansluiting van de naald is voorzien van een kleurcodering die de diameter van de naald aangeeft. Te gebruiken bij luer-lock en luer-slip aansluitingen. Voor eenmalig gebruik en latexvrij.

Specificatie:

- injectienaald
- siliconenlaag
- schuine naaldpunt
- kleurcodering
- luer-lock
- luer-slip
- latexvrij
- eenmalig gebruik
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067272	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 21g 0,8x16mm 304434 Steriel	100 st.	5000 st.	
	3067275	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 25g 0,5x16mm 300600 Steriel	100 st.	5000 st.	

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067273	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 21g 0,8x50mm 301155 Steriel	100 st.	4000 st.	
	3067274	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 23g 0,6x40mm 303273 Steriel	100 st.	5000 st.	
	3067271	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 18g 1,2x50mm 310205 Steriel	100 st.	4000 st.	
	3067270	Bd Microlance 3 Hypodermic Injectie Naald 18g 1,2x40mm 303262 Steriel	100 st.	5000 st.	
	3043018	Bd Microlance 3 Injectienaald 19g 1,10x50mm Ivoor 301750 *s*	100 st.	4000 st.	15122921
	3034620	Bd Microlance 3 Injectienaald 23g 0,60x25mm Blauw 300800 *s*	100 st.	5000 st.	12213225
	3008024	Bd Microlance 3 Injectienaald 21g 0,80x25mm Groen 301156 *s*	100 st.	5000 st.	15011488
	3029342	Bd Microlance 3 Injectienaald 21g 40x0.80mm Groen 304432 *s*	100 st.	5000 st.	12213292
	3008458	Bd Microlance 3 Injectienaald 25g 0,50x25mm Oranje 300400 *s*	100 st.	5000 st.	