

PosiFlush XS 3-delige voorgevulde irrigatiespuit

Productinformatie

PosiFlush XS, 3-delige voorgevulde irrigatiespuit; voor het spoelen/flushen van intraveneuze katheters.

De steriele spuit is gebruiksklaar en voorgevuld met natriumchloride (NaCl 0.9%). De spuit is bestemd voor het spoelen van intraveneuze katheters. De spuit is zodanig ontworpen dat spuit-geïnduceerde bloedreflux (veroorzaakt door de stopper) wordt voorkomen. De spuit heeft een Luer Lok tip, die een veilige verbinding met de katheter vormt. De spuit is latexvrij. Met gestandaardiseerde druk tijdens het spoelproces.

Specificaties:

- 3-delige irrigatiespuit
- voorgevuld
- natriumchloride (NaCl 0.9%)
- luer-lock tip
- latexvrij
- steriel

Toepassen voor:

- het spoelen/flushen van intraveneuze katheters



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3031035	Bd Spuit Posiflush Luer Lock 10 ML Ref 306572 *s*	30 st.	240 st.	15132269
	3057029	Bd Posiflush Xs 3ml Gevulde Flush Spuit 0,9% Nacl 306570	30 st.	240 st.	
	3057139	Bd Posiflush Xs 5ml Gevulde Flush Spuit 0,9% Nacl 306571	30 st.	240 st.	