

Argyle Salem maaghevel sonde PVC

Productinformatie

Argyle Salem, maaghevel sonde.

De steriele maaghevel sonde is gemaakt van PVC en wordt gebruikt om de maag te legen of om de maag te spoelen. De maaghevel sonde heeft, in vergelijking tot de maagsonde, een extra lumen. Het hoofdkanaal dient voor afzuiging van de maaginhoud of wondvocht en het kleine kanaal zorgt voor toevoer van lucht, zodat de maagwand niet in de drainage-ogen gezogen wordt. Met röntgencontrastlijn en dieptemarkering.

Specificatie:

- maaghevel sonde
- PVC
- dubbelkanaals
- hoofdkanaal dient voor afzuiging van de maaginhoud/wondvocht
- kleine kanaal zorgt voor toevoer van lucht zodat maagwand niet in de drainage-ogen gezogen wordt
- röntgencontrastlijn
- dieptemarkering
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3026380	Salem Tube Ch18 Ref 8888264887 *S*	25 st.		13787144

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3026378	Salem Tube Ch14 Ref 8888264846 *s*	25 st.		13787128
	3026379	Salem Tube Ch16 Ref 8888264861 *s*	25 st.		13787136