

AMSure darmspoelsysteem

Productinformatie

AMsure, darmspoelsysteem; voor darmspoeling bij incontinentie en obstipatie.

Het darmspoelsysteem bestaat uit een irrigatiezak met een opening aan de bovenzijde, waardoor deze gevuld kan worden met de gewenste irrigatievloeistof. De irrigatiezak is voorzien van ophangopeningen, zodat de irrigatiezak opgehangen kan worden. De opvangcapaciteit van de irrigatiezak is 1500 ml. Een 150 cm lange rectaalkatheter met open punt met vaseline is geïntegreerd in de irrigatiezak. Bijgeleverd worden een onderlegger en een afsluitklem.

Inhoud:

- irrigatiezak 1500 ml, met open bovenzijde en ophangopeningen
- geïntegreerde rectaalkatheter
- onderlegger
- afsluitklem



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3028623	Amsino Irrigatieset Anaal Ch20 150 Cm Ref As330	1 st.	50 st.	15138801