

Genius 2 oorthermometer

Productinformatie

Genius 2, oorthermometer; voor het opnemen van de temperatuur in het oor.

De oorthermometer bestaat uit een handgreep met LCD-scherm en bedieningsknoppen, aan het uiteinde zit de lens. De lens is zodanig gevormd dat de thermometer geschikt is voor gebruik bij pasgeborenen, kinderen en volwassenen. Op de lens dient een Genius 2 lenskap geplaatst te worden zodat de lens van de thermometer schoon blijft. Na gebruik kan met de eject knop de lenskap van de thermometer verwijderd worden zonder de lenskap aan te raken. Na elke meting dient de lenskap vervangen te worden. Nadat de thermometer is aangezet voert deze 100 afzonderlijke infrarood metingen uit en geeft na 1-2 seconden de hoogste meting weer op het LCD-scherm. Verder is de thermometer voorzien een pulse timer modus, deze kan gebruikt worden indien men handmatig de hartslag wil controleren. Na de meting schakelt de thermometer na 10 seconden uit.

Geleverd met een basiseenheid, hierin past de oorthermometer en lenskapjes.

Specificatie:

- oorthermometer
- infrarood meting
- LCD-scherm
- meettijd: 1-2 seconden
- temperatuur bereik: 33-42°C
- lengte thermometer: 17.8cm
- gewicht thermometer: 160 gram
- lengte basiseenheid: 20.3cm
- gewicht basiseenheid: 100 gram
- 3 AAA-batterijen



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------