

VaPro Touch Free eenmalige katheter Nelaton tip 20cm

Productinformatie

VaPro Touch Free, gebruiksklare eenmalige katheter met Nelaton tip, van PVC met hydrofiele coating; voor intermitterend katheteriseren.

De katheter is gemaakt van PVC en heeft een hydrofiele coating. De katheter is omhuld door een beschermhoes, welke waterdamp doorlaat. Middels het verwijderen van de actieve Vapor Strip, welke in de verpakking bevestigd is, komt steriele waterdamp vrij. Deze waterdamp activeert de coating van de katheter. De katheter is voorzien van een nelantontip. De 2 katheterogen aan de bovenzijde van de katheter zijn zijdelings geplaatst en afgerond. Het ringkapje dat over de beschermingstip geplaatst is, kan gemakkelijk verwijderd worden en voorkomt aanraking van de beschermingstip. De beschermingstip vermindert de kans op bacteriën en infecties. De verpakking is voorzien van een trekstrip en 2 ronde openingen, waardoor ook mensen met een beperkte handfunctie de katheter gemakkelijk kunnen openen. De katheter is bedoeld voor eenmalig gebruik.

Specificaties:

- eenmalige katheter
- Nelaton tip
- gebruiksklaar
- lengte 20cm
- 2 katheterogen
- PVC met hydrofiele coating
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------