

circaid juxtalite klittenbandsysteem been BD

Productinformatie

circaid juxtalite, klittenbandsysteem voor het onderbeen; voor veneuze aandoeningen en wanneer geen therapeutische elastische kousen kunnen worden gedragen.

Het klittenbandsysteem bestaat uit een verstelbaar klittenbandensysteem en BPS (Built-In-Pressure systeem). Het klittenbandsysteem is gemaakt van Breathe-O-Prene fabric (neopreen), een flexibel en huidvriendelijk materiaal. Door het verstelbaar klittenbandsysteem is het klittenbandsysteem eenvoudig aan- en uit te trekken en bij te stellen. Als het klittenbandsysteem is aangetrokken, kan middels het geïntegreerde Built-In-Pressure systeem het voorgeschreven compressieniveau ingesteld worden en zo nodig aangepast worden. Het klittenbandsysteem zorgt voor een gegarandeerd gradueel drukpatroon gedurende 24 uur. Het klittenbandsysteem is niet-elastisch en zorgt voor een hoge werkdruk en een lage rustdruk, waardoor het dag en nacht draagbaar is. Het klittenbandsysteem kan worden verkleind na oedeemreductie. Verder is het klittenbandsysteem latexvrij en machine wasbaar op 30°C. Instelbaar middels een meegeleverde BPS-kaart. Wordt geleverd met een paar zwarte onderkousen.

Specificatie:

- klittenbandsysteem
- materiaal: Breathe-O-Prene fabric (neopreen)
- verstelbaar klittenbandensysteem
- BPS (Built-In-Pressure systeem)
- lichaamsdeel: onderbeen BD
- machine wasbaar
- latexvrij

[illegible]

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3063112	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang L Ju1m004	1 st.		15577406
	3072721	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang Extra Wijd M Ju1m013	1 st.		15727238
	3072722	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort Extra Wijd M Ju1m713	1 st.		15727203
	3063125	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort Extra Wijd XL Ju1m715	1 st.		15577244
	3063124	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort Extra Wijd L Ju1m714	1 st.		15577228
	3063122	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort Xxl Ju1m706	1 st.		15577252
	3063121	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort XL Ju1m705	1 st.		15577236
	3063120	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort L Ju1m704	1 st.		15577104
	3062363	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang XL Ju1m005	1 st.		15577422
	3063111	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang M Ju1m003	1 st.		15577392
	3063110	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang S Ju1m002	1 st.		15577333
	3062369	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort M Ju1m703	1 st.		15577090
	3062368	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Kort S Ju1m702	1 st.		15577082
	3062367	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang Extra Wijd XL Ju1m015	1 st.		15577430
	3062366	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang Extra Wijd L Ju1m014	1 st.		15577414
	3062364	Juxtalite Met Zwarte Onderkousen Lang Xxl Ju1m006	1 st.		15577449