

nierbekken pulp

Productinformatie

Nierbekken voor het opvangen van lichaamsvocht of om spullen in klaar te zetten voor een (be)handeling.

Het waterbestendig nierbekken is gemaakt van pulp, gemaakt uit gerecycled papier en verse vezels. Voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen of om instrumenten te bewaren naargelang hun gebruik. Het nierbekken is stapelbaar. Voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

- nierbekken
- van: pulp
- eenmalig gebruik



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------