

PHILIPS INNOSPIRE GO VERNEVELAAR

Productinformatie

De Philips Innospire Go vernevelaar is een speciaal ontworpen vernevelaar om behandel tijden te verkorten en maakt daarmee meer tijd vrij voor het dagelijks leven. Deze maakt gebruik van klinisch bewezen mesh-technologie die wereldwijd door ziekenhuizen wordt toegepast. Hij vernevelt de meest voorgeschreven geneesmiddelen voor ademhalingsaandoeningen.

- Snel, effectief en eenvoudig, bestaat uit slechts twee onderdelen
- Behandeling in 4 minuten voor 2,5ml vernevelvloeistof
- Geruisloos
- Ingebouwde batterij
- Afmeting: 7 × 4.5 × 13.5 cm



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------