

INTERSURGICAL MAYO/ GUEDEL TUBE

Productinformatie

De Intersurgical Mayo/ Guedel tube wordt gebruikt om de ademweg bij bewusteloze patiënten te verzekeren. De tube kan worden gebruikt bij tijdelijke beademing, anesthesie en recovery.

- Voor eenmalig gebruik
- Gemaakt van flexibel semi-transparante kunststof
- De juiste grootte wordt gekozen aan de hand van de afstand tussen mondhoek en oorlel
- Steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------