

AirFit F30i full face CPAP-masker

Productinformatie

AirFit F30i, full face CPAP-masker; voor de behandeling van slaapapneu.


Compact full face CPAP-masker met onder-de-neus ontwerp, dat is ontworpen om minimaal contact met het gelaat te maken. Het apneumasker is tevens ontworpen om gemakkelijk in elke gewenste positie te slapen. Het masker bestaat uit 4 hoofdcomponenten: het maskerframe, het siliconen maskerkussen, de hoofdband met bevestigingsclips en een verbindingsslang. Het volgelaatsmasker is bedoeld voor gebruik door een volwassene (>30kg) die door een arts niet-invasieve therapie met positieve luchtdruk, zoals CPAP of Bi-Level, is voorgeschreven.

De slang wordt boven het hoofd aangesloten en is daarmee van het lichaam af gericht, wat meer bewegingsvrijheid geeft. De 360° rotatie van de elleboogconnector maakt het mogelijk om vloeiend mee te bewegen wanneer er bewogen wordt. Quick-release elleboog en breed gezichtsveld dragen bij aan een gevoel van vrijheid. De quick-release elleboog zorgt ervoor dat u 's nachts kunt opstaan en loskoppelen zonder het masker te verwijderen.

Het UltraCompact-maskerkussen rust onder de neus, wat rode vlekken, pijn en irritatie de volgende dag helpt voorkomen.

Specificatie:

- full face CPAP-masker
- 4-punts hoofdband
- voor volwassenen



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3059850	Rm Airfit F30i Full Face Maat Medium/standaard Frame 63312	1 st.	1 st.	

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3060132	Rm Airfit F30i Full Face Size Small/std Frame 63311	1 st.	1 st.	
	3060133	Rm Airfit F30i Full Face Size Wide/std Frame 63313	1 st.	1 st.	