

COAGUCHEK PRO II

Productinformatie

Om resultaten en andere informatie snel en efficiënt te verwerken, maakt CoaguChek Pro II gebruik van 'n (optionele) draadloze verbinding, een barcodescanner voor o.a. medewerker- en patiënt-ID en de mogelijkheid om QR-codes te maken. Zo faciliteert CoaguChek Pro II 'n gestroomlijnde workflow.

Snel


CoaguChek Pro II bepaalt met een vingerprik de INR-waarde binnen een minuut en de aPTT binnen vijf minuten.

Betrouwbaar

CoaguChek Pro II levert betrouwbare resultaten die vergelijkbaar zijn met laboratoriumresultaten.¹ Daarnaast biedt het systeem een automatische interne kwaliteitscontrole, en met speciaal voor CoaguChek Pro II ontwikkelde controlevloeistof kan een externe kwaliteitscontrole worden uitgevoerd. Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbaar resultaat.

Gebruiksvriendelijk

De bediening is eenvoudig aan te leren en het intuïtieve systeem met touchscreen zorgt voor optimaal gebruiksgemak.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3060933	Coagucheck Pro li 07210841190	1 st.	1 st.	

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3046784	Roche Coagucheck Xs Teststrip 07671687016	24 st.	24 st.	

	3046786	Roche Coagucheck Xs Teststrip 04625315016	24 st.	48 st.	
---	---------	--	--------	--------	--