

Natus Embletta MPR Slaapsysteem


Productinformatie

Embletta MPR is een betrouwbare, ambulante slaapmonitor. Het apparaat is eenvoudig in gebruik en biedt 7 datakanalen.

- Modulair uit te breiden naar PSG
- Bio-sensor Auto Start
- Werkt op 2 AA-batterijen
- Meervoudige nachtopnamen
- Geplande opnames kunnen vooraf ingesteld worden



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	1700195	Natus Embla Mpr Pg Xd Inclusief Xacttrce Sensor 013445	1 st.	1 st.	