

Injectietrainer ombindmodel

Productinformatie

Injectietrainer om aan een arm of een been van een proefpersoon te bevestigen.

Handelingen die kunnen worden geoefend:

- Intramusculair injecteren
- Subcutaan injecteren
- Intracutaan injecteren

Bij gebruik op tafel moet deze verwijderd worden zodat hij op de anti slip rust tijdens het gebruik

Er worden huidplakjes meegeleverd die je over de injectietrainer kan bevestigen, zodat het intracutaan injecteren kan worden geoefend.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3058660	Injection Trainer Voorbindmodel lc/sc/im Lt00310			1 st.