

BLADDERSCANNER BVS PRO WIRELESS MEDiate MEDICAL

Productinformatie

- Handzaam, draadloos oplaadbaar, gemakkelijk in gebruik
- Zoekfunctie (prescan functie) voor de blaas met duidelijke afbakening van de blaas
- Nauwkeurige volume meting
- Herkent man, vrouw of kind
- Met bluetooth mogelijkheid om data te koppelen met patientsysteem
- Productuitleg/training mogelijk

Productspecificaties

- Scantijd is minder dan 4 seconden
- Gewicht is minder dan 470 gram
- HL7(dicom)connective) Uploaden van data naar Elektronisch Patiënten Systeem
- QR code, Barcode, Camera in unit
- Volle batterij: 200 scans
- Oplaadtijd: 6 uur
- Data overdracht via Bluetooth
- Garantie is 4 Jaar
- Lease of huur is mogelijk



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3060028	Mediate Medical Bat Rechargeable Lithium-ion Bvs 3.7v 2045	1 st.	1 st.	

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3069809	Mediate Medical Trolley Bvs Acc Onderstel En Bovenblad Compleet - 415	1 st.	1 st.	