

HemoCue Hb 201 cuvette hemoglobinemeter

Productinformatie

HemoCue Hb 201, cuvette hemoglobinemeter; voor het meten van de hoeveelheid hemoglobine in het bloed.

De cuvette dient samen met de HemoCue Hb 201+ hemoglobinemeter of de HemoCue Hb 201 DM hemoglobinemeter gebruikt te worden. De cuvette neemt het benodigde bloedvolume op en vermengt dit automatisch met het reagens in de cuvette. Er is 10µl capillair, veneus of arterieel volbloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De cuvetten zijn verpakt in een pot, niet steriel. Na het uitnemen van een cuvette, de verpakking goed sluiten.

Specificatie:

- cuvette
- monstervolume: 10µl
- verpakking: pot
- niet steriel

Van toepassing bij:

- HemoCue Hb 201+ hemoglobinemeter
- HemoCue Hb 201 DM hemoglobinemeter



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3053263	Hemocue Cuvetten 201hb 111736 Steriel	50 st.	200 st.	