

Rebacare verbandschoen

Productinformatie

De rebacare verbandschoen kan preventief en curatief worden ingezet bij decubitus aan de hiel. De verbandschoen is ook geschikt voor cliënten waarbij enige tijd hun eigen schoen niet past, door bijvoorbeeld wonden of flebologische of lymfatische aandoeningen. De Rebacare Verbandschoen legt de hiel, malleolus en achillespees volledig vrij. Gebruik van unieke vulling die een goede drukverdeling creëert.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3057376	Rebacare Verbandschoen/hielbesch.li/re Uitw.baar 1000	1 st.	2 st.	