

BD VACUTAINER SAFETY LOCK BLOEDAFNAMESET MET HOUDER

Productinformatie

De BD Vacutainer Safety Lock Bloedafnameset met Houder is een bloedafnameset met voorgemonteerde houder. Deze complete sets bieden de zekerheid dat het aantal houders altijd gelijk zal zijn aan het aantal collectiesets en elimineert de noodzaak om de naald en houder handmatig te monteren, waardoor het risico op besmetting wordt geminimaliseerd.

- Voor eenmalig gebruik
- Gesloten systeem voor veneuze bloedafname
- Beschikt over een onomkeerbaar veiligheidsmechanisme om prikaccidenten te voorkomen
- Activering met één hand zonder verandering in techniek
- Steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3008996	Bd Vacutainer Safety-lok Bloedafnameset Met Houder 21g 19mm 368654 Steriel	25 st.		
	3047238	Bd Vacutainer Safety-lok 23g 12in 305mm 367288 Steriel	50 st.	200 st.	