

circaid juxtafit premium klittenbandsysteem voet AB

Productinformatie

circaid juxtafit premium, niet-elastisch klittenbandsysteem voor de voet, met een gesloten hak; voor mild tot ernstig oedeem en lange termijn therapie wanneer geen therapeutische elastische kousen kunnen worden dragen of een combinatie nodig is van therapeutische elastische kousen en niet-elastische compressie.

Het compressieverband bestaat uit een verstelbaar klittenbandensysteem en BPS (Built-In-Pressure systeem). Het verband is gemaakt van Breathe-O-Prene fabric (neopreen), een flexibel en huidvriendelijk materiaal. Door het verstelbaar klittenbandsysteem is het compressieverband eenvoudig aan- en uit te trekken en bij te stellen. Als het compressieverband is aangetrokken, kan middels het geïntegreerde Built-In-Pressure systeem het voorgeschreven compressieniveau ingesteld worden en zo nodig aangepast worden. Het compressieverband zorgt voor een gegarandeerd gradueel drukpatroon gedurende 24 uur. Het compressieverband is niet-elastisch en zorgt voor een hoge werkdruk en een lage rustdruk, waardoor het dag en nacht draagbaar is. Het verband kan worden verkleind na oedeemreductie. Verder is het verband latexvrij en machine wasbaar op 30°C. Instelbaar middels een meegeleverde BPS-kaart.

Specificatie:

- klittenbandsysteem
- voet met gesloten hak, AB
- niet-elastisch
- materiaal: Breathe-O-Prene fabric (neopreen)
- verstelbaar klittenbandensysteem
- BPS (Built-In-Pressure systeem)
- machine wasbaar

Toepassen voor:

- mild tot ernstig oedeem
- lange termijn therapie wanneer geen therapeutische elastische kousen kunnen worden dragen of een combinatie nodig is van therapeutische elastische kousen en niet-elastische compressie



circaid juxtafit premium interlocking ankle foot wrap			
Measurements in cm	S	M	L
AH - Y	> 9	> 9	> 9
CR	< 36	< 36	< 41
CA1	19 - 24	24 - 29	29 - 34
AH	> 16	> 16	> 16

circaid juxtafit premium ankle foot wrap			
Measurements in cm	S	M	L
AH - Y	> 9	> 9	> 9
CR	< 36	< 36	< 41
CA1	19 - 24	24 - 29	29 - 34
AH	13 - 25	13 - 25	13 - 25

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3004786	Circaid Juxtafit Premium Compressieverband Medium Ab Voet Open Hak 1st Ju3i003	1 st.	1 st.	15412520