

Nylexocrep fixatiezwachtel

Productinformatie

Nylexocrep, elastisch crêpe fixatiezwachtel; voor fixatie van verbanden, katheters, spalken etc. en ondersteuning van gewrichten en spieren.

Elastisch crêpe fixatiezwachtel van 96% katoen en 4% elastane. De zwachtel is zeer rekbaar in de lengte, 120%, zodat wondbedekkers ook op moeilijk te verbinden plaatsen gefixeerd kunnen worden. De fixatiezwachtel klemt niet af, is ademend en absorberend. Door de crêpestructuur blijft de zwachtel ook na langere tijd goed op zijn plaats zitten. De zwachtel is radio-transparant, kan op de plaats blijven bij röntgendoorlichting.

Specificatie:

- crêpe fixatiezwachtel
- 96% katoen en 4% elastane
- elastisch
- lengte-rek 120%
- zeer rekbaar
- radio-transparant

Niet toepassen:

- op beschadigde huid
- bij overgevoeligheid voor een of meerdere componenten



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3059433	Nylexocrepe Crepe Zwachtel 4 M X 10 Cm Ref 500828	1 st.	100 st.	
	3065548	Nylexocrepe Elastisch Fixatiwindsel 4 M X 15 Cm Ref 500829	10 st.	50 st.	