

3M Cavilon barrièrefilm applicator

Productinformatie

3M Cavilon, steriele barrièrefilm, voor bescherming van intacte en beschadigde huid tegen bijtende en agressieve lichaamsvloeistoffen.




De barrièrefilm bestaat uit een combinatie van polymeer-cyaanacrylaatsysteem, dat een ultradunne, duurzame en transparante barrière met elastomere eigenschappen vormt. De barrièrefilm vormt een waterbestendige, rek- en strekbare filmlaag op de huid en beschermt tegen bijtende en agressieve lichaamsvloeistoffen, waaronder vloeibare ontlasting en maagzuur. De barrièrefilm blijft op zijn plaats en beschermt tegen irritatie van de huid. De filmlaag is geschikt voor vochtige en beschadigde huidoppervlakken. De huidbeschermer wordt geleverd in een applicator.

Specificatie:

- barrièrefilm
- polymeer-cyaanacrylaatsysteem
- transparant
- waterbestendig
- rek- en strekbaar
- geleverd in een applicator
- steriel

Toepassen voor:

- beschermende barrière tegen bijtende en agressieve lichaamsvloeistoffen
- bescherming bij vochtig en beschadigde huidoppervlakken
- bescherming bij oppervlakkige/'partial thickness' wonden
- bescherming bij en voorkoming van incontinentie dermatitis
- behandeling en voorkoming van matige tot ernstige huidbeschadiging bij stoma's, drains en fistels
- behandeling van oppervlakkig huidletsel bij moeilijk te verbinden wonden



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3049720	Cavilon Geavanceerde Huidbeschermer Applicator 2,7ml 5050g	1 st.	20 st.	16581954