

F&P Vitera full face CPAP-masker

Productinformatie

F&P Vitera, full face CPAP-masker; voor de behandeling van slaapapneu.

Full face CPAP-masker dat gebruikt wordt bij de behandeling van slaapapneu. Het masker bestaat uit 3 hoofdcomponenten: het frame, de hoofdband en het RollFit XT seal (kussen). Het masker maakt tevens gebruik van VentiCool technologie. VentiCool-technologie helpt patiënten koel en comfortabel te houden tijdens de slaap. De hoofdband bevat een ademende stof waardoor er meer lucht en vocht kan worden gebruikt, dit kan voorkomen dat symptomen van zweten in de slaap voorkomen.

Het eendelige RollFit XT afdichtende kussen is gemaakt van dermate materiaal dat het als het ware over de neusbrug rolt, om het draagcomfort en de pasvorm te optimaliseren. Dit vermindert de druk op de neusbrug.

De diffuser op het masker zorgt voor minimale tocht en geluid. De hoofdband wordt op 4 punten met klittenbandsluitingen met het frame van het masker verbonden. Een draaibare elleboogconnector verbindt een CPAP-slang aan het masker. Het masker is geschikt voor volwassenen. Het universele frame kan gebruikt worden bij alle 3 de kussenmaten.

Specificatie:

- full face CPAP-masker
- van: siliconen
- draaibare connector
- voor volwassenen



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3053671	Fisher Paykel Vitera Mask Full Face Small Vit1su	1 st.	10 st.	
	3053672	Fisher Paykel Vitera Mask Full Face Medium Vit1mu	1 st.	10 st.	
	3053673	Fisher Paykel Vitera Mask Full Face Large Vit1lu	1 st.	10 st.	