

Intersurgical Cirrus 2 vernevelset

Productinformatie

Medicamentverneveling wordt ingezet als therapie bij patiënten met longziekten zoals COPD. De Cirrus™ vernevelsets kenmerken zich door het unieke design dat het residuvolume minimaliseert en daardoor medicatieverspilling tegengaat.

- Patiëntgebonden gebruik
- Maskers zijn voorzien van een cuff
- Vernevelaars zijn met een 'kwart' draai te sluiten
- Set met T-stuk en filter voor optimale bescherming van de zorgprofessional
- Beschikbaar met masker in ECO-uitvoering: waardoor er minder milieubelastende materialen worden gebruikt
- Voor aansluiting op de PariBoy vernevelaar heeft u een adapter nodig, dit is artikel nummer 3032381



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3025852	Intersurgical Vernevelaar Cirrus 2 Vernevelaar, Mondstuk En Zuurstofslang 1.8 M Ref 1464011	40 st.	40 st.	
	3060450	Intersurgical Cirrus2 Vernevelset Met Universeel T-stuk En Mondstuk, 1544 Filter, 2,1m Schroefdraadslang 1464009	1 st.	20 st.	