

Gentle Temp 521 oorthermometer

Productinformatie

Gentle Temp 521, oorthermometer; voor het opnemen van de temperatuur in het oor. Oorthermometer voor een nauwkeurige en snelle temperatuurmeting van het trommelvlies. Daarnaast is het instrument geschikt voor het meten van de oppervlaktetemperaturen (bijvoorbeeld een flesje melk of potje voeding) en voor het meten van de kamertemperatuur. De oorthermometer bestaat uit een handgreep met LCD-scherm en bedieningsknoppen. De oorthermometer bevat tevens een CR2023 batterij, sondedop, 21 sondekapjes, een verbindingsring en een gebruiksaanwijzing.

Met een geheugen dat tot 25 metingen kan opnemen, is het mogelijk om temperatuurveranderingen over een bepaalde periode te volgen en trends te volgen. Temperaturen kunnen worden weergegeven op het grote LCD-scherm in graden Celsius of Fahrenheit. Dankzij het verlichte scherm zijn de metingen 's nachts duidelijk.

Inhoud:

- Gentle Temp 521 thermometer
- 1x CR2023 batterij
- sondedop
- 21x sondekapjes
- verbindingsring
- gebruiksaanwijzing

Specificatie:

- oorthermometer
- digitaal
- 3-in-1 thermometer
- LCD-scherm (verlicht)
- meettijd: 1 seconde
- temperatuur bereik (oormeting): 35.5-42°C
- breedte thermometer: 17.8cm
- hoogte thermometer: 160 gram
- gewicht thermometer: 85 gram
- CR2023 batterij



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3057496	Omron Oorthermometer Mc-521 Gentle Mc521-e	1 st.	40 st.	