

Leukomed Skin Sensitive eilandpleister

Productinformatie

Leukomed skin sensitive, eilandpleister met siliconen kleebrand; voor wonden met een weinig tot matig wondvocht zoals gesloten chirurgische wonden, snij- en schaafwonden, bij een gevoelige en kwetsbare huid.

De steriele eilandpleister heeft een non-woven toplaag, gemaakt van een mix van viscoseweefsel, die ademt om verweking van de huid te voorkomen. Het viscose wondkussen absorbeert bloed en wondvocht en heeft een polypropyleen non-woven, niet-verklevende wondcontactlaag. De huidvriendelijke siliconen kleebrand zorgt ervoor dat de pleister atraumatisch verwijderd kan worden, waarbij de huid niet of zo min mogelijk wordt aangetast. Het wondpleister heeft afgeronde hoeken, waardoor omkrullen voorkomen wordt. Specificatie:

- eilandpleister
- non-woven toplaag van een mix van viscoseweefsel
- ademend; lucht- en waterdampdoorlatend
- absorberend wondkussen van viscose
- polypropyleen non-woven, niet-verklevende wondcontactlaag
- siliconen kleebrand
- afgeronde hoeken
- steriel

Toepassen bij:

- wonden met een weinig tot matig wondvocht
- gesloten chirurgische wonden
- snij- en schaafwonden
- gevoelige en kwetsbare huid



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3065219	Leukomed Skin Sensitive 8 X 15cm 5st Ref 71239-06	5 st.	180 st.	17076595
	3065217	Leukomed Skin Sensitive 5 X 7.2cm 5st Steriel 71239-04	5 st.	180 st.	17076560
	3072523	Leukomed Skin Sensitive 8x10cm 71239-05	5 st.	180 st.	17076587