

Verrijdbare bedtafel kantelbaar

Productinformatie

De bedtafel is een verrijdbare tafel die over het bed heen gereden kan worden. Het tafeltje kan gekanteld worden zodat er ook een boek of laptop op gezet kan worden.


RVS frame

Kunststof blad (hout look)

Verrijdbaar

Kantelbaar blad van 60 x 39 cm

In hoogte verstelbaar van 73 tot 112 cm



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------