

FRIO koeltas medicatie

Productinformatie

Frio, koeltas medicatie; om medicatie onderweg op temperatuur te houden.

De tas moet voor gebruik eerst in koud water ondergedompeld worden. Als de kristallen, die zich in de wand van de tas bevinden, zijn volgezogen met water vormen ze een gel en houden ze de koelte van het water vast. De tas kan de medicatie tot circa 45 uur koel houden, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Specificatie:

- koeltas medicatie



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3037580	Frio Koeltas Dubbel Zwart Max 2 Insulinepennen	1 st.		15963306