

PARI COMPACT2

compressorvernevelaarset met PARI LC PLUS vernevelaar met mondstuk/masker

Productinformatie

PARI COMPACT2, compressorvernevelaarset met PARI LC PLUS vernevelaar, voor het verneveld toedienen van medicatie in de luchtwegen.

Mobiele compressorvernevelaar voor het verneveld toedienen van medicatie via de neus of mond. De set bestaat uit de PARI COMPACT2 compressor, de PARI LC PLUS vernevelaar met inademventiel, sproeieropzetstuk, mondstuk en aansluitslang, PARI kindermasker soft.

De compressor wordt gebruikt om perslucht voor de werking van de LC PLUS vernevelaar te genereren. De vernevelaar zorgt ervoor dat de te inhaleren aerosols geproduceerd worden.

Het masker is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het medicatiereservoir van de vernevelaar heeft een capaciteit van 2ml - 8ml. In combinatie met de PARI COMPACT compressor genereert de verstuiver nevelpartikels met een MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter) van gemiddeld 3.9 μm , waarvan 64% onder de 5 μm zit.

De vernevelaar en het mondstuk zijn gemaakt van polypropyleen. De vernevelset is geschikt voor zowel kinderen (4+) als volwassenen.

Inhoud set:

- PARI COMPACT2 compressor (met accu)
- PARI LC PLUS vernevelaar
- mondstuk
- masker voor volwassenen
- verbindingsslang (1.2 m)
- accu
- AC-adapter laadkabel
- 12V-verbindingsskabel
- schouderdraagtas

Specificatie:

- compressorvernevelaarset
- voor kinderen (4+)
- voor volwassenen
- capaciteit: 2 ml - 8 ml

- geluidsniveau: 52 dB
- partikelgrootte (MMAD): 3.8 µm
- percentage nevelpartikels onder 5 µm: 68%
- vernevelsnelheid: 440 mg/min
- gewicht: 520 g (met batterij)



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	1701072	Pari Vernevelaar Compressor Compact2 152g1001	1 st.	4 st.	