

MAD Nasal vernevelspuit

Productinformatie

MAD Nasal, intranasale vernevelspuit; voor het toedienen van vernevelde medicatie.

Niet-invasieve intranasale (in de neus) mucosale vernevelspuit om op een veilige en pijnloze manier geneesmiddelen toe te dienen via een snelle absorptie van slijmvliesmembranen in het bloed. De spuit vernevelt in een spray de geneesmiddelen tot een fijne mist van deeltjes met een grootte van 30-100 micron. De zachte, conische plug op de punt vormt een afdichting met het neusgat, waardoor verlies van vloeistof wordt voorkomen. De kneedbare punt vernevelt in elke positie, wat een juiste medicatietoediening bij niet-conforme patiënt gemakkelijker maakt. De vernevelspuit is voorzien van een graduatie die nauwkeurige meting van het toe te dienen medicijn mogelijk maakt.

Specificatie:

- intranasaal mucosaal vernevelspuit
- partikelgrootte: 30-100 micron



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067143	Teleflex Mad110 Vernevelaar Met 1ml Spuit	1 st.	25 st.	