

CoFlex TLC CALAMINE LITE

compressie zwachtelsysteem

Productinformatie

CoFlex TLC CALAMINE LITE, compressie zwachtelsysteem geïmpregneerd met calamine; voor de behandeling van ulcus cruris, lymf- en lipoedeem bij een beschadigde huid.

Zwachtelsysteem bestaande uit 2 afzonderlijke zwachtels die samen een druk leveren van 25-30 mmHg bij de enkel. Het schuimverband (laag 1) is geïmpregneerd met calamine, calamine verzacht en kalmeert de huid. De lage rustdruk en de hoge werkdruk verbetert de veneuze terugvoer en vermindert het oedeem. De 2e laag bestaat uit een cohesieve compressie bandage met korte rek. Het zwachtelsysteem mag gedurende 3 tot 7 dagen blijven zitten. In de verpakking zit een kousje dat over het zwachtelsysteem gedragen moet worden, dit geeft bewegingsvrijheid en comfort voor de patiënt in schoeisel, onder kleding en op lakens.

Specificatie:

- compressie zwachtelsysteem
- 25-30 mmHg
- geïmpregneerd met calamine
- lage rustdruk, hoge werkdruk
- mag 3-7 dagen blijven zitten
- latexvrij



Artikeloverzicht

Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
------------	--------------	------------	------------	-----------

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067542	Coflex Tlc Lite Calamine 2laags Compressieset 4,7mx10cm NI00257	1 st.	8 st.	17072263