

Praxis 3 Elite onderzoekstafel elektrisch

Productinformatie

Praxis 3 Elite, elektrisch verstelbare onderzoekstafel; tafel waar de patiënt op kan liggen ten behoeve van onderzoek of een behandeling.

3-delig elektrisch verstelbare onderzoekstafel die in verschillende configuraties en met verschillende opties te verkrijgen is. De onderzoekstafel kenmerkt zich door een groot bereik van 42-112cm en heeft een standaard hefvermogen van 250kg. De tafel heeft een lange rugklep met een lengte van 81cm, voor een comfortabele zithouding.

Het gehele frame is voorzien van een epoxy-coating en de ligdelen zijn bekleed en bedekt met synthetisch leder. De onderzoekstafel heeft een schaarframe, waardoor hij zeer geschikt is voor compacte behandelruimtes. Grote ronde poten zijn voorzien van uitdraaibare doppen met antislip, waardoor de tafel stabiel staat en ongewenste bewegingen voorkomen worden. De onderzoekstafel kan echter ook verplaatst worden met behulp van het centrale wielhefsysteem en wielen van 75mm. De onderzoekstafel heeft vier zwenkwielen om te kunnen bewegen in krappe ruimtes. Aan de achterkant-kant van de tafel bevindt zich de beugel van het wiel-lift systeem. Door deze beugel naar beneden te drukken wordt de tafel mobiel.

De onderzoekstafel bestaat uit een vlakverdeling van 3 delen. De tafel kan elektrisch in hoogte verstelt worden met de standaard geleverde voetschakelaar, waarmee hij een bereik heeft van 42 tot 112cm, om ook voor de behandelaar een ergonomisch werkvlak te creëren. Het hoofddeel is verstelbaar en kan worden ingesteld met behulp van een gasveer die bediend wordt door een hendel onder het hoofddeel.

Specificaties:

- onderzoekstafel
- elektrisch verstelbaar (voetschakelaar)
- 3-delig
- schaarframe
- centraal wielhefsysteem met 4 zwenkwielen (75mm)
- positief verstelbaar hoofddeel



BELANGRIJK: om dit artikel correct te kunnen bestellen hebben wij uitgebreidere informatie nodig over de samenstelling. Neem bij interesse altijd contact op met uw contactpersoon of onze klantenservice zodat wij uw bestelling geheel naar wens in orde kunnen maken.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067133	Wesseling Onderzoekbank Praxis 3 Elite Elektrisch In Hoogte Verstelbaar, Met Wielen En Wielhefsysteem Prax3emwe	1 st.	1 st.	