


# Immedia 4WayGlide glijlakensysteem

## Productinformatie


Immedia 4WayGlide, in-bed-glijstelsysteem; voor het draaien en positioneren van de cliënt. Het systeem bestaat uit een basislaken (NylonSheet) en een treklaken (GlideMattress) met handgrepen, dat een extreem wrijvingsarm oppervlak biedt voor beweging in alle richtingen. Dit vergemakkelijkt het positioneren en draaien, zowel handmatig als door de GlideMattress aan een takel te bevestigen. De Immedia glijlakens blijven in bed liggen waardoor je fysieke belasting voor de zorgverlener voorkomt en de cliënt meer comfort ervaart. Het treklaken heeft een polyester vulling, het basislaken is gemaakt van een combinatie van nylon en polyester. Het systeem kan gewassen worden en is daarom herbruikbaar.

Specificatie:

- glijlakensysteem
- bestaande uit basislaken en treklaken
- herbruikbaar



## Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3068388	Immedia 4wayglide Set Glijlaken+basislaken Met Lock En Anti-slip140x200cm Eim4309	1 st.	1 st.	