

Ht one TD-Gluco glucose controlevloeistof

Productinformatie

HT One TD-Gluco glucose controlevloeistof; voor de functiecontrole van de HT One TD-Gluco bloedglucosemeters en HT One TD-Gluco teststrips.

De controlevloeistof bevat een bepaalde hoeveelheid glucose. Hiermee kan men controleren of de HT One TD-Gluco bloedglucosemeter en de HT One TD-Gluco glucoseteststrip correct samenwerken en dus de juiste testresultaten weergeven. Verder kan de controlevloeistof gebruikt worden om het testen te oefenen zonder dat er eigen bloed gebruikt hoeft te worden. De controlevloeistof is houdbaar tot drie maanden na opening van het flesje of tot de vervaldatum die staat gedrukt op het etiket. Bewaar de controlevloeistof goed gesloten bij een temperatuur tussen de 2°C en 30°C. De controlevloeistof niet invriezen.

Specificatie:

- controlevloeistof
- voor HT One TD-Gluco bloedglucosemeter
- na openen 3 maanden houdbaar
- bewaren tussen de 2°C en 30°C

Toepassen bij:

- ingebruikname van de bloedglucosemeter
- ingebruikname nieuwe verpakking teststrips
- indien het bloedglucoseresultaat niet overeenkomt met hoe men zich voelt
- eenmaal per week om de meter en de teststrips routinematig te controleren
- wanneer men denkt dat de meter of de teststrips niet goed werken
- wanneer de resultaten van de bloedglucosetest niet kloppen met hoe men zich voelt
- wanneer men denkt dat de resultaten niet nauwkeurig zijn
- bij het oefenen van de testprocedure
- indien de meter is gevallen of denkt dat de meter misschien beschadigd is

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3070286	Ht One Td-gluco Controlevloeistof Gd100228	1 st.	1 st.	16078152