

JOBST FarrowWrap STRONG klittenbandsysteem been EG

Productinformatie

JOBST FarrowWrap Strong, korte rek klittenbandsysteem; voor het verminderen van matig tot ernstig oedeem aan het bovenbeen, door het stimuleren van de lymfeafvoer.

Het klittenbandsysteem is samengesteld uit meerdere compressiebanden die onderling met elkaar verbonden zijn. Elke band is voorzien van een klittenbandsluiting en is hierdoor eenvoudig in omvang bij te stellen. Het verband zorgt voor een laag, stabiel niveau van rust compressie (relatief lage rustdruk) en een hogere compressie bij het bewegen (hoge werkdruk). Het verband kan compressie geven tussen 30-40mmHg, afhankelijk van de bevestiging van de klittenbandsluitingen. Het latexvrije verband wordt vervaardigd met nylon en lycra. Wasbaar op 30°C. Het verband kan gebruikt worden in combinatie met andere JOBST FarrowWrap producten. Het verband mag overdag en 's nachts gedragen worden.

Geleverd met 2 JOBST FarrowWrap Zilverliner buisverbanden. Deze buisverbanden worden onder het compressieverband aangebracht ter bescherming van de huid.

De TTF (Trim-To-Fit) uitvoering wordt geleverd in de confectiemaat medium en kan desgewenst bijgeknipt worden.

Specificatie:

- klittenbandsysteem
- bovenbeen, BD
- compressie 30-40mmHg

Toepassen bij:

- lymfoedeem
- veneus oedeem
- post traumatisch oedeem
- postoperatief oedeem
- dependency oedeem
- diep veneuze trombose
- erysipelas
- bijna genezen ulcus cruris venosum
- lipoedeem
- infectieziekte van de huid



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------