

Cellacare Cervical Classic halskraag

Productinformatie

Cellacare Cervical Classic, halskraag; stabiliseert de halswervelkolom en helpt spanning in de nekspieren door warm houden te verminderen.

Halskraag met afneembare hoes en een klittenbandsluiting aan de achterzijde. De kern van de halskraag is gemaakt van polyurethaanschuim en is gevormd naar de hals en de kin. De afneembare hoes is gemaakt van katoen, elastaan, polyamide en polyester. Met behulp van de klittenbandsluiting kan de halskraag geopend en gesloten worden.

Specificatie:

- halskraag
- klittenbandsluiting
- afneembare hoes

Toepassen bij:

- cervicaal pijnsyndroom (cervicaal syndroom, cervicobrachiaal syndroom)
- musculaire torticollis
- artrose van de halswervelkolom zonder neurologische uitval (prolaps, protrusie, facetsyndroom)
- spondylartritis van de halswervelkolom (de ziekte van Bechterew)
- discotomie (tijdelijk na de operatie)
- distorsie van de halswervelkolom (tijdelijk na een trauma)
- stoornissen van de wervelgewrichtsfunctie (hypomobiele functiestoornissen)



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3056931	Cellacare Cervical Nekkraag 7,5cm 33573	1 st.	99999 st.	